


HM 500.07

Tubo de Pitot



Descripción

Tubo de Pitot para la medida del caudal como accesorio para el HM 500

El tubo de Pitot se monta en el circuito de agua del banco de ensayos HM 500. El eje central del tubo de Pitot está paralelo a la corriente. La corriente incide frontalmente en la abertura delantera del tubo. Sobre la abertura del tubo actúa la presión total (suma de la presión dinámica y estática). Adicionalmente, la presión estática es medida con un tubo vertical. El tubo de Pitot y el tubo vertical se conectan a uno de los medidores de presión diferencial del banco de ensayos HM 500. El medidor de presión diferencial indica así la diferencia entre la presión total y la presión estática. Esta diferencia equivale a la presión dinámica del fluido en circulación. Con ayuda del principio de Bernoulli y de la ley de continuidad se calcula el caudal a partir de la presión dinámica.

Contenido didáctico/ensayos

- conocer el principio de funcionamiento
 - ▶ presión dinámica y estática
- ley de continuidad y principio de Bernoulli
- medida del caudal
- registro de curvas de pérdida de presión
- comparación con otros caudalímetros

Especificación

- [1] tubo de Pitot para la medida del caudal como accesorio del banco de ensayos HM 500
- [2] determinación del caudal a partir de la diferencia entre la presión total (tubo de Pitot) y la presión estática (tubo vertical)
- [3] indicación de la diferencia de presión a través del HM 500
- [4] conexiones para indicación de la pérdida de presión del instrumento de medida con el HM 500
- [5] instrumento de medida de material transparente
- [6] es posible el montaje vertical y horizontal

Datos técnicos

Tubo de Pitot y tubo vertical

- material: latón
- diámetro interior: aprox. 2mm

Racores de tubo DN 32

LxAnxAl: 820x200x150mm Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

- 1 tubo de Pitot
- 1 material didáctico



HM 500.07

Tubo de Pitot

Accesorios necesarios

HM 500 Banco de ensayos para caudalímetros